

## DESINFEKTIONSPLAN FÜR GENTECHNISCHE ANLAGEN

WAS	WANN	WOMIT		WIE
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material	Desderman® pure Poly-Alcohol Hände-Antisepticum Sterilium® classic pure Promanum® pure		3-5 ml (eine Hohlhand voll) entnehmen und beide Hände vollständig benetzen, <b>Einwirkzeit (EWZ) 30 s</b>
<b>Gebrauchsgegenstände und Geräte (maschinell)</b> gemäß Herstellerangaben	Nach Gebrauch	Thermische Desinfektion		Reinigungs- und Desinfektionsautomat
<b>Gebrauchsgegenstände und Geräte (manuell)</b> gemäß Herstellerangaben	Nach Gebrauch	Terralin® protect / Optisal® plus	0,5 % / 1 h 0,5 % / 1 h	Wischdesinfektion mit gebrauchsfertiger Lösung gemäß Herstellerangaben
		Gigasept® Instru AF	1,5 % / 1 h 2,0 % / 30 min 3,0 % / 15 min	Vorreinigung bei organischer Verschmutzung, Eintauchdesinfektion in gebrauchsfertiger Lösung entsprechend der EWZ, abschließende Wischdesinfektion, danach Gegenstände abtrocknen lassen
<b>Flächendesinfektion</b>	Täglich und bei Bedarf	Terralin® protect / Optisal® plus Incidin™ Plus	0,5 % / 1 h 0,5 % / 1 h 0,5 % / 1 h	Scheuer-Wisch-Desinfektion mit gebrauchsfertiger Lösung, danach Flächen abtrocknen lassen
		Terralin® liquid	Gebrauchsfertig	Spritzflasche zur Wischdesinfektion. <b>Nur im Ausnahmefall bei kleinen, unzugänglichen Flächen anwenden.</b>
<b>Besondere Desinfektionsmaßnahmen</b> <u>Behüllte Viren</u> , z.B. HBV, HCV, HIV, <b>Lenti- und Retroviren</b> ;  <u>Ausnahmen</u> : Adeno-, Rota- und Noroviren;  <u>Unbehüllte Viren</u> , z.B. <b>AAV</b>	Nach Kontamination	Terralin® protect / Optisal® plus  Terralin® protect  perform®	0,5 % / 1 h 0,5 % / 1 h (begrenzt viruzid) 1 % / 4 h (begrenzt viruzid PLUS) 3 % / 4 h (viruzid)	Scheuer-Wisch-Desinfektion